178

Campo Grande, MS / outubro, 2025

#### OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

# AndroLógico: aplicativo para realização de exame andrológico bovino e geração de laudos ao produtor

Juliana Corrêa Borges Silva (1); Camilo Carromeu (2); Luiz Antonio Dias Leal (3); Leonardo Crivellaro (4); Alessandra Corallo Nicacio (5); Ériklis Nogueira (6); Márcio Ribeiro Silva (7); Dayanna Schiavi do Nascimento Batista (8)

(¹) Médica-veterinária, doutora em Reprodução Animal, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, MS; (²) Cientista da computação, doutor em Engenharia de Software, analista da Embrapa Sede, Brasília, DF; (³) Publicitário, mestre em Ciência da Informação, analista da Embrapa, Brasília, DF; (⁴) Cientista da computação, mestre em Inteligência Artificial, Campo Grande, MS; (⁵) Médica-veterinária, doutora em Reprodução Animal, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, MS; (⁶) Médico-veterinário, doutor em Reprodução Animal, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, MS; (⁷) Médico-veterinário, doutor em Melhoramento Genético Animal, Melhore Animal Consultoria, Jaboticabal, SP; (⁶) Zootecnista, mestre em Ciência Animal, analista da Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, MS.

#### Introdução

Para se obter boa eficiência reprodutiva, um dos fatores importantes é a qualidade do reprodutor, e consequentemente, seu potencial de fertilidade. Por isso, o exame andrológico é de extrema importância, sendo realizado nos machos que estão iniciando ou já estão em idade reprodutiva. Essa avaliação consiste no exame da condição clínica geral do animal e da qualidade do sêmen (física e morfológica) para certificar o potencial reprodutivo daquele indivíduo, naquele momento, e deve fazer parte da rotina do manejo reprodutivo das propriedades, sendo indicado na determinação da ocorrência de puberdade, na avaliação dos reprodutores antes da estação de monta, nos programas de colheita e conservação de sêmen e, ainda, nas relações de comercialização dos reprodutores. Assim, o exame andrológico é indicado para prevenir ou diagnosticar problemas reprodutivos a fim de possibilitar a otimização do uso dos reprodutores. Do ponto de vista econômico, o sêmen de boa qualidade significa o rápido retorno do capital investido no reprodutor, principalmente, quando esse reprodutor apresenta outras características de interesse, que determinam o seu intenso uso nos rebanhos, seja por monta natural, inseminação artificial ou outra biotécnica reprodutiva. No Brasil, cerca de 20% das fêmeas bovinas são inseminadas



Criação da logomarca: Luiz Antônio Dias Leal

artificialmente (ASBIA, 2025); isso quer dizer que 80% dos bezerros nascidos são oriundos de monta natural, ou seja, a seleção genética e o exame andrológico desses reprodutores são plenamente justificados, com forte impacto econômico nos sistemas produtivos.

Com a popularização do uso dos dispositivos móveis entre técnicos e produtores rurais, a tecnologia chega aos envolvidos na atividade de uma forma amigável, facilitando o uso e padronizando os laudos que serão gerados e entregues aos produtores. Assim, vislumbrou-se a necessidade de desenvolver



um aplicativo para dispositivos móveis que pudesse facilitar, agilizar e padronizar a realização do exame andrológico.

O aplicativo aqui apresentado é o primeiro do Brasil com essa finalidade. Gratuito, deve ser utilizado por médicos veterinários, conscientizando técnicos e produtores sobre a importância de um exame bem elaborado, pois todas as avaliações necessárias estão contidas no aplicativo e os resultados compilados em um laudo final. Além disso, servirá para pesquisas futuras com o banco de dados, também inexiste até o momento.

Importância do aplicativo:

- 1 Padronização de exames andrológicos: O exame andrológico tem um padrão que é a avaliação dos aspectos físicos e morfológicos do sêmen, além da anamnese do estado clínico geral do animal. No entanto, alguns técnicos prestam o serviço de exame andrológico com apenas a avaliação dos aspectos físicos do sêmen (motilidade e vigor espermáticos), ignorando informações relevantes para o diagnóstico final do animal. O uso do aplicativo facilitará a emissão de laudos, padronizando as fases que devem ser, minimamente, cumpridas.
- 2 Agilidade na execução de exames andrológicos: Ao definir as etapas que deverão ser cumpridas, o aplicativo facilita o processo da realização do exame de forma organizada, agilizando a emissão do laudo veterinário.
- 3 Construção de banco de dados: O aplicativo viabilizará a coleta facilitada de informações acerca da raça, idade, padrão seminal e quantidade de animais avaliados em diversas regiões do país. Esses dados permitirão, por exemplo, identificar as patologias espermáticas mais comuns em cada região, subsidiando futuras pesquisas, tanto de caráter genômico, como ambiental.

#### Resumo

O aplicativo AndroLógico 1.0 é o primeiro aplicativo do Brasil para auxiliar e padronizar o laudo de exame andrológico que será entregue ao produtor. Lançado no ano de 2025 pela Embrapa Gado de Corte e Embrapa Pantanal, permite o acesso, de forma rápida, a amplo conjunto de informações técnicas que compõem as etapas de avaliação do exame andrológico. O AndroLógico, versão 1.0, foi desenvolvido no conceito PWA (do inglês, *Progressive Web Applications*) podendo ser utilizado por meio de navegadores web em dispositivos convencionais (tais como PCs, notebooks e smart TVs) e em dispositivos móveis, tais como smartphones e tablets

com Google Android ou Apple iOS. O aplicativo é gratuito, de fácil uso, funciona offline, permite a exportação de dados para o Excel e é dinâmico, sendo atualizado continuamente, visto que contribuirá para a formação de um banco de dados para apoiar a pesquisa científica.

#### O aplicativo AndroLógico

#### Instalação do aplicativo

Para instalar o aplicativo (App) no sistema operacional do computador ou dispositivo móvel (Apple iOS, Android, Microsoft Windows, Linux ou qualquer outro), o usuário deve acessar por meio do navegador do dispositivo a URL https://andrologico.cnpgc.embrapa.br. Para a instalação do ícone no iPhone, deve-se clicar abaixo no navegador, na seta opções, e depois selecionar "Adicionar à tela de início". Importante ressaltar que o usuário precisa estar conectado à internet somente para baixar o App. Uma vez instalado, é possível realizar os exames mesmo sem estar conectado à internet (offline).

#### Tela de entrada do AndroLógico

#### Preenchimento dos dados

Qualquer pessoa pode utilizar o aplicativo e ver as análises que compõem o exame andrológico, no entanto, somente o médico-veterinário está apto a realizar diagnóstico e emitir o laudo do animal. Por esse motivo, é obrigatório acrescentar o número do registro no CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária) nos dados profissionais. Cabe aqui ressaltar que, tanto o nº do CRMV, como os dados pessoais, e os dados do (a) proprietário (a) do animal, e da fazenda, não serão disponibilizados e utilizados por terceiros ou pela Embrapa, seguindo a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Apenas serão mantidos em banco de dados, além das informações preenchidas no exame andrológico propriamente dito, o local (estado e cidade) de realização do exame, por ser uma variável relevante para futuras pesquisas.

A certificação do usuário será realizada por meio de e-mail. Assim, quando o usuário sair totalmente do aplicativo, será necessária nova certificação com uso de novo PIN enviado para o e-mail cadastrado. Caso o usuário saia do aplicativo sem fechá-lo, o aplicativo não solicitará confirmação de usuário. Como

computador e dispositivos móveis possuem PIN diferentes, a cada login em diferentes interfaces os dados pessoais do usuário deverão que ser inseridos novamente, pois só ficam salvos no dispositivo em uso.

### Menu do aplicativo

No canto superior direito da tela de entrada do AndroLógico encontra-se um ícone roxo (+ NOVO EXAME), sendo necessário clicar sobre ele para iniciar o exame (Figura 1).

Na região central da tela encontra-se um aviso:

Atenção: clique aqui para preencher seus dados profissionais e emitir os laudos.

Na extremidade da lateral direita, nos três pontinhos, estão as funcionalidades dos dados pessoais, dados profissionais e o link para sair do aplicativo (Figura 1A). O não preenchimento do número de registro no CRMV, impede a geração de laudos na fase final do exame. Qualquer usuário pode utilizar o aplicativo, no entanto, para gerar o laudo, há a necessidade de informar o nº do CRMV.

O nome do usuário, nos dados pessoais, bem como, os dados profissionais deverão ser preenchidos corretamente pois aparecerá junto à assinatura no laudo final (Figura 1B).

No canto superior esquerdo da tela há um campo de pesquisa que pode ser utilizado, por exemplo, para o usuário realizar uma busca pelo número de animal específico quando precisar encontrar um laudo.

Ainda no menu superior, o botão "Sobre" apresenta as informações gerais do aplicativo, como a versão instalada e o manual de utilização. Por sua vez, o botão "Sincronizar" permite ao usuário atualizar os dados após o uso do aplicativo (Figura 1A).




Figura 1. Tela inicial para começar novo exame andrológico.




Figura 1A. Inserção de dados pessoais e profissionais para gerarem o laudo ao produtor.

#### Informação adicional:

Dentro dos círculos preto (1A), poderão aparecer as cores cinza, verde, amarela ou vermelha no lado direito do quadro referente ao número do laudo. Se estiver com a cor cinza (como aparece dentro do segundo círculo de destaque), significa que ainda não há um diagnóstico final no laudo. A cor verde significa a identificação dos animais aptos; cor amarela para animais inaptos temporários; e cor vermelha para animais inaptos.

Na janela de preenchimento dos dados profissionais é possível fazer o upload da logomarca da Empresa do usuário, que posteriormente será impresso no laudo (Figura 1C).

Ao clicar em + NOVO EXAME será exibida uma tela de **ATENÇÃO**, sendo necessário dar o aceite e clicar em **PRÓXIMO** para iniciar o exame (Figura 1D).




Figura 1B. Inserção do nome do (a) médico (a) veterinário (a) para aparecer na assinatura do laudo.




Figura 1C. Inserção dos dados profissionais para aparecer no laudo e inserção da logomarca da Empresa.




Figura 1D. Tela para início do exame após clicar em + NOVO EXAME.

#### Realizando um exame

Após o aceite dos termos de uso, será exibida uma janela "Criar Exame". Nessa etapa, será necessário cadastrar uma fazenda ou escolher uma fazenda já cadastrada, se for o caso. Sendo a primeira utilização do aplicativo pelo usuário, obrigatoriamente deverá ser cadastrada uma fazenda (Figura 2), inserindo-se o nome da fazenda e nome do(a) proprietário(a) (Figura 2A). Esses dados aparecerão no laudo final que será entregue

ao produtor. Ao finalizar o preenchimento das informações, o usuário deverá clicar em "Próximo" (Figura 2B).

Na sequência serão cadastradas as informações do animal. Em uma nova janela (Figura 3) serão inseridos:

- Nome do animal
- Raça
- Data de nascimento
- Número de registro.





Figura 2. Cadastro de uma propriedade, ou busca por uma propriedade já cadastrada.



**Figura 2A.** Cadastro da propriedade e proprietário para aparecer com as informações no laudo final, informações resguardadas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).




Figura 2B. Informações da propriedade registradas, clicar em próximo para avançar com o exame.




Figura 3. Tela de começo do exame pela identificação do animal.

A data de nascimento poderá ser inserida posteriormente, pois nem sempre essa informação estará disponível no momento do exame. Ao clicar no ano, será possível escolher o ano desejado, da mesma forma com os meses e o dia (Figura 3A).

Clicar em INICIAR EXAME para começar.

A primeira fase do exame é composta pelo exame clínico do animal (histórico, escore de condição

corporal e aprumos), exame dos órgãos reprodutivos masculinos (avaliação das glândulas anexas, bem como, de perímetro escrotal, consistência testicular, avaliação do pênis e palpação dos epidídimos) e o exame físico do sêmen (método de colheita, volume do ejaculado, turbilhonamento, motilidade, vigor, concentração espermática e aspecto do sêmen) (Figuras 4, 4A e 4B).





Figura 3A. A data de nascimento pode ser inserida posteriormente, se não houver essa informação no momento da coleta.



**Figura 4.** Início do exame físico. Histórico pode ser modificado de acordo com o usuário. O escore de condição corporal varia de 1 a 6 (1 = magro inferior e 6 = gordo superior). O perímetro escrotal pode ser inserido, ou marcado pela régua. As demais avaliações seguem o exame andrológico padrão.





Figura 4A. Quando houver alteração, um novo campo se abrirá para colocar as informações pertinentes.



**Figura 4B.** Inserção das características físicas do sêmen. A avaliação física do sêmen começa pelo método de colheita (eletroejaculador, massagem ou vagina artificial), volume (mL), turbilhonamento (0= sem movimento em massa dos espermatozoides a 5 = máximo movimento dos espermatozoides em massa), Motilidade espermática (0 a 100%), vigor espermático (0 = sem vigor a 5= vigor máximo), concentração espermática (milhões/mL) e aspecto do sêmen (aquoso, opalescente, leitoso ou cremoso) que tem relação com a concentração espermática.

A segunda fase do exame andrológico é o exame morfológico do sêmen para análise das patologias espermáticas em microscopia de contraste de fase com obietiva de imersão.

É necessário que o usuário coloque o total de células que serão contadas, pois dentro do aplicativo há uma calculadora que transformará em porcentagem a quantidade final de defeitos morfológicos. A ausência dessa informação (quantidade de células que serão contadas), impede o avanço do exame no aplicativo (Figura 5).

Na sequência deverão ser informados o número de células que apresentaram defeitos maiores (Figura 5A e 5B) e menores (Figura 5C). Para auxiliar na avaliação desses parâmetros, ao lado de cada defeito maior ou menor, há um ponto de exclamação. Ao clicar nesse ponto, serão exibidos desenhos esquemáticos de cada (Figura 5). É possível, ainda, informar a presença de outros elementos (medusas, células gigantes, hemácias, células primordiais, leucócitos e células epiteliais), além de dados sobre espermocultura, se estiverem disponíveis (Figura 5D).




Figura 5. Inserir o total de espermatozoides que serão contados para que o resultado apareça em porcentagem.




Figura 5A. Defeitos maiores (patologias de cabeça).




Figura 5B. Defeitos maiores (patologias de peça intermediária e de cauda).




Figura 5C. Defeitos menores.




Figura 5D. Outros elementos e espermocultura, quando houver.

Após o preenchimento das patologias espermáticas, antes de gerar o laudo final, aparecerá um resumo com as principais características do ejaculado, para então o médico (a) veterinário (a) emitir o laudo final, que poderá ser: apto, apto para monta natural, inapto temporário, ou inapto (Figura 6).

Na janela de resumo do exame há um campo para preenchimento do número do laudo (opcional), que pode ser preenchido com a sequência numérica dos laudos dentro de uma propriedade, por exemplo (Figura 6A). Atenção: O preenchimento não é automático.

AMA2025	
Resumo do Exame	
Perimetro Escrotal - PE: 31 cm	٦
Motilidade: 80 %	
Vigor (Score 0-5): 3	
Defeitos Maiores: 4.00 %	
Defeitos Menores: 4.25 %	
Defaits	
Laudo Final: Apto Apto para monta natural Inapto temporário Inapto	
Número do Laudo (Opcional):	
REVER EXAME COMPLETO GERAR PDF	

Figura 6. Resumo do exame, para posterior emissão do laudo final.

<del>(</del>	AMA2025	
	Resumo do Exame	
	Perimetro Escrotal - PE: 31 cm	
	Motilidade: 80 %	
	Vigor (Score 0-5): 3	
	Defeitos Maiores: 4.00 %	
	Defeitos Menores: 4.25 %	
	Defeitos Totais: 8.25 %	
	Laudo Final:  Apto Apto Apto Apto para monta natural mapto tempos Inapto  Número do Laudo (Opcional):  550  \$\frac{1}{2}\$	
	REVER EXAME COMPLETO GERAR PDF	

Figura 6A. Quantidade numérica de touros em ordem de entrada, é opcional e pode não ser preenchida.

Após preencher as informações o laudo para envio ao produtor será gerado ao clicar em "Gerar PDF" (Figura 7). O exame está finalizado.



Endereço: Av. Rádio Maia, 830

CEP: 79106-550 Telefone: (67)33682058

Email: juliana.correa@embrapa.br

#### CERTIFICADO DE EXAME ANDROLÓGICO

Identificação	
Proprietário: João do Touro Localização: Parintins, AM  Exame Clínico  Histórico: Exame andrológico de rotina Geral: Escore de Condição Corporal 4· Médio Superior  Dos Genitais: PE: 31 cm; Testiculos: Tenso Elástico; Epididimos: Sem Alteração; Vesículas: Com Alteração, Aumentadas e sensive Aderência; Observações: Prepúcio curto; Comportamento Sexual: Não avaliado na ocasião do exame Aprumos: Sem Alteração;  Espermograma  Método de colheita: Eletroejaculador Patologia de cauda  Fortemente dobrada ou enrolada: Vol. do Ejaculado (mL):  Turbilhonamento (0-5):  Motilidade (%):  Vigor (0-5):  Concentração (milhões/mL):  Aspecto: Opalescente  Opalescente	
Localização: Parintins, AM  Exame Clínico  Histórico: Exame andrológico de rotina  Geral: Escore de Condição Corporal 4- Médio Superior  Dos Genitais: PE: 31 cm; Testiculos: Tenso Elástico; Epididimos: Sem Alteração; Vesículas: Com Alteração, Aumentadas e sensíve Aderência; Observações: Prepúcio curto;  Comportamento Sexual: Não avaliado na ocasião do exame Aprumos: Sem Alteração;  Espermograma  Método de colheita: Eletroejaculador Patologia de cauda  Características Físicas Fortemente dobrada ou enrolada:  Vol. do Ejaculado (mL): 8 Dobrada com gota prot. distal  Turbilhonamento (0-5): 0 TOTAL (defeitos maiores)  Motilidade (%): 80 Patologia de Cabeça  Vigor (0-5): 3 Delgado  Concentração (milhões/mL): - Gigante, curto, largo, pequeno anormal  Aspecto: Opalescente Isolado normal	)25
Exame Clínico Histórico: Exame andrológico de rotina Geral: Escore de Condição Corporal 4- Médio Superior Dos Genitais: PE: 31 cm; Testiculos: Tenso Elástico; Epididimos: Sem Alteração; Vesículas: Com Alteração, Aumentadas e sensíve Aderência; Observações: Prepúcio curto; Comportamento Sexual: Não avaliado na ocasião do exame Aprumos: Sem Alteração;  Espermograma Método de colheita: Eletroejaculador Patologia de cauda Características Físicas Fortemente dobrada ou enrolada: Vol. do Ejaculado (mL): 8 Dobrada com gota prot. distal Turbilhonamento (0-5): 0 TOTAL (defeitos maiores) Motilidade (%): 80 Patologia de Cabeça Vigor (0-5): 3 Delgado Concentração (milhões/mL): - Gigante, curto, largo, pequeno anormal Aspecto: Opalescente	
Histórico: Exame andrológico de rotina Geral: Escore de Condição Corporal 4- Médio Superior Dos Genitais: PE: 31 cm; Testiculos: Tenso Elástico; Epididimos: Sem Alteração; Vesículas: Com Alteração, Aumentadas e sensíve Aderência; Observações: Prepúcio curto; Comportamento Sexual: Não avaliado na ocasião do exame Aprumos: Sem Alteração;  Espermograma  Método de colheita: Eletroejaculador Patologia de cauda Características Físicas Fortemente dobrada ou enrolada: Vol. do Ejaculado (mL): 8 Dobrada com gota prot. distal Turbilhonamento (0-5): 0 TOTAL (defeitos maiores)  Motilidade (%): 80 Patologia de Cabeça Vigor (0-5): 3 Delgado Concentração (milhões/mL): - Gigante, curto, largo, pequeno anormal Isolado normal	
Geral: Escore de Condição Corporal 4- Médio Superior  Dos Genitais: PE: 31 cm; Testiculos: Tenso Elástico; Epididimos: Sem Alteração; Vesículas: Com Alteração, Aumentadas e sensíve Aderência; Observações: Prepúcio curto;  Comportamento Sexual: Não avaliado na ocasião do exame Aprumos: Sem Alteração;  Espermograma  Método de colheita: Eletroejaculador Patologia de cauda  Características Físicas Fortemente dobrada ou enrolada:  Vol. do Ejaculado (mL): 8 Dobrada com gota prot. distal  Turbilhonamento (0-5): 0 TOTAL (defeitos maiores)  Motilidade (%): 80 Patologia de Cabeça  Vigor (0-5): 3 Delgado  Concentração (milhões/mL): - Gigante, curto, largo, pequeno anormal  Isolado normal	
Dos Genitais: PE: 31 cm; Testiculos: Tenso Elástico; Epididimos: Sem Alteração; Vesículas: Com Alteração, Aumentadas e sensíve Aderência; Observações: Prepúcio curto; Comportamento Sexual: Não avaliado na ocasião do exame Aprumos: Sem Alteração;  Espermograma  Método de colheita: Eletroejaculador Patologia de cauda  Características Físicas Fortemente dobrada ou enrolada:  Vol. do Ejaculado (mL): 8 Dobrada com gota prot. distal  Turbilhonamento (0-5): 0 TOTAL (defeitos maiores)  Motilidade (%): 80 Patologia de Cabeça  Vigor (0-5): 3 Delgado  Concentração (milhões/mL): - Gigante, curto, largo, pequeno anormal  Aspecto: Opalescente Isolado normal	
Aderência; Observações: Prepúcio curto; Comportamento Sexual: Não avaliado na ocasião do exame Aprumos: Sem Alteração;  Espermograma  Método de colheita: Eletroejaculador Patologia de cauda  Características Físicas Fortemente dobrada ou enrolada:  Vol. do Ejaculado (mL): 8 Dobrada com gota prot. distal  Turbilhonamento (0-5): 0 TOTAL (defeitos maiores)  Motilidade (%): 80 Patologia de Cabeça  Vigor (0-5): 3 Delgado  Concentração (milhões/mL): - Gigante, curto, largo, pequeno anormal  Aspecto: Opalescente Isolado normal	
Aprumos: Sem Alteração;  Espermograma  Método de colheita: Eletroejaculador Patologia de cauda  Características Físicas Fortemente dobrada ou enrolada:  Vol. do Ejaculado (mL): 8 Dobrada com gota prot. distal  Turbilhonamento (0-5): 0 TOTAL (defeitos maiores)  Motilidade (%): 80 Patologia de Cabeça  Vigor (0-5): 3 Delgado  Concentração (milhões/mL): - Gigante, curto, largo, pequeno anormal  Aspecto: Opalescente Isolado normal	is; Penis: Sem
Espermograma  Método de colheita: Eletroejaculador  Características Físicas Fortemente dobrada ou enrolada:  Vol. do Ejaculado (mL): 8 Dobrada com gota prot. distal  Turbilhonamento (0-5): 0 TOTAL (defeitos maiores)  Motilidade (%): 80 Patologia de Cabeça  Vigor (0-5): 3 Delgado  Concentração (milhões/mL): - Gigante, curto, largo, pequeno anormal  Aspecto: Opalescente Isolado normal	
Método de colheita:       Eletroejaculador       Patologia de cauda         Características Físicas       Fortemente dobrada ou enrolada:         Vol. do Ejaculado (mL):       8       Dobrada com gota prot. distal         Turbilhonamento (0-5):       0       TOTAL (defeitos maiores)         Motilidade (%):       80       Patologia de Cabeça         Vigor (0-5):       3       Delgado         Concentração (milhões/mL):       -       Gigante, curto, largo, pequeno anormal         Aspecto:       Opalescente       Isolado normal	
Características Físicas  Vol. do Ejaculado (mL):  Turbilhonamento (0-5):  Motilidade (%):  Vigor (0-5):  Concentração (milhões/mL):  Aspecto:  Fortemente dobrada ou enrolada:  Dobrada com gota prot. distal  TOTAL (defeitos maiores)  Patologia de Cabeça  Delgado  Gigante, curto, largo, pequeno anormal  Isolado normal	
Vol. do Ejaculado (mL):  Turbilhonamento (0-5):  Motilidade (%):  Vigor (0-5):  Concentração (milhões/mL):  Aspecto:  Opalescente  Dobrada com gota prot. distal  TOTAL (defeitos maiores)  Patologia de Cabeça  Delgado  Gigante, curto, largo, pequeno anormal  Isolado normal	
Turbilhonamento (0-5):  Motilidade (%):  Vigor (0-5):  Concentração (milhões/mL):  Aspecto:  Opalescente  TOTAL (defeitos maiores)  Patologia de Cabeça  Delgado  Gigante, curto, largo, pequeno anormal Isolado normal	0
Turbilhonamento (0-5):  Motilidade (%):  Vigor (0-5):  Concentração (milhões/mL):  Aspecto:  Opalescente  TOTAL (defeitos maiores)  Patologia de Cabeça  Delgado  Gigante, curto, largo, pequeno anormal Isolado normal	1.25
Motilidade (%):  Vigor (0-5):  Concentração (milhões/mL):  Aspecto:  Opalescente  Patologia de Cabeça  Delgado  Gigante, curto, largo, pequeno anormal Isolado normal	4.00
Concentração (milhões/mL):  Aspecto:  Opalescente Gigante, curto, largo, pequeno anormal Isolado normal	
Aspecto: Opalescente Isolado normal	0
Topico To	0
Características Morfológicas (%)  Abaxial, Retroaxial, Oblíquo	0
	0
Patologia Acrossoma: 1.75 Cauda Dobrada ou Enrolada	0
Gota Prot. Proximal: 0 Gota protoplasmática distal	3.75
Patologia de Cabeça TOTAL (Defeitos Menores)	4.25
Subdesenvolvido: 0 TOTAL (Defeitos Totais)	8.25
Cauda Enrolada na Cabeça: 0 Outros Elementos	
Cabeça Isolada Patológica: 0 Medusas:	0
Estreito na base: 0.50 Células Primordiais:	0
Piriforme: 0.25 Células Gigantes:	0
Pequeno Anormal: 0 Leucócitos:	0
Coloração Anormal: 0 Hemáceas:	0
Contorno Anormal: 0 Epiteliais:	0
"Pouch Formation": 0.25 Espermocultura:	
Formas Teratológicas: 0	
Patologia de Peças Intermediárias 0	
(Fibrilação total e parcial, edema, pseudo-gotas, outras)	
Conclusão	
Apto	
Assinatura:	
Juliana Corrêa Borges S	Silva, CRMV 5380

**Figura 7.** Exemplo de laudo final que será entregue ao proprietário dos animais. Os dados e a logomarca no cabeçalho serão da Empresa do usuário responsável pelo exame, conforme cadastrado no aplicativo.

AndroLógico - versão 1.0

#### **Biblioteca**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL (ASBIA). https://asbia.org.br/wp-content/uploads/Index/INDEX%20ASBIA\_1SEM\_2025.pdf. Acesso em: 5 set. 2025.

BARBOSA, R. T.; MACHADO, R. A importância do exame andrológico em bovinos. Embrapa Pecuária Sudeste. Circular Técnica, 2005. 13p. Acesso https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/47256/1/ Circular41.pdf.

COLÉGIO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL (CBRA). Manual para exame andrológico e avaliação de sêmen animal. 3.ed. Belo Horizonte: CBRA, 2013. 104p.

BARRIOS, S. C. L.; CARROMEU, C.; MATSUBARA, E. T.; CRIVELLARO, L. L.; SILVA, M. A. I.; VALLE, C. B.; SANTOS, M. F.; JANK, L. Pasto Certo – versão 2.0®: Aplicativo para dispositivos móveis e desktop sobre forrageiras tropicais. Campo Grande: Embrapa Gado de Corte. 2019. (Comunicado Técnico 148). 13 p.

Embrapa Gado de Corte Av. Rádio Maia, 830, Campo Grande-MS - 79106-550 www.embrapa.br/gado-de-corte www.embrapa.br/fale-conosco/sac

Comitê Local de Publicações

Presidente: Karem Guimarães Xavier Meireles Secretário-executivo: Rodrigo Carvalho Alva

Membros: Alexandre Romeiro de Araújo, Davi José Bungenstab, Fabiane Siqueira, Gilberto Romeiro de Oliveira Menezes, Luiz Orcício Fialho de Oliveira, Marcelo Castro Pereira, Mariane de Mendonça Vilela, Marta Pereira da Silva, Mateus Figueiredo Santos, Vanessa Felipe de Souza Comunicado Técnico 178 e-ISSN 1983-9731

e-ISSN 1983-973 Outubro, 2025

Edição executiva: Rodrigo Carvalho Alva
Revisão de texto: Rodrigo Carvalho Alva
Normalização bibliográfica: autor principal
Projeto gráfico: Leandro Sousa Fazio
Diagramação: Rodrigo Carvalho Alva
Publicação digital: PDF



Ministério da Agricultura e Pecuária

Todos os direitos reservados à Embrapa.